

Наконечники для дозаторов Sarstedt 20 мкл

ФСЗ 2009/04699



диапазон дозирования 20 мкл, нестерильно, с фильтром

Sarstedt AG & Co., Германия

Характеристики

Диапазон дозирования	20 мкл
Стерильность	нестерильно
Фильтр	с фильтром

Описание

Наконечники для дозаторов Sarstedt 20 мкл:

		70.1114	20 мкл, бесцветный		1 000 шт. в пакете, 10 000 шт. в коробке
		70.1114.100			96 шт. в штативе, 1 920 шт. в коробке
		70.1114.200			96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке
		70.1116	20 мкл, бесцветный		1 000 шт. в пакете, 10 000 шт. в коробке
		70.1116.100			96 шт. в штативе, 1 920 шт. в коробке
		70.1116.200			96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке
		70.1114.210	20 мкл, бесцветный		96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке
		70.1114.410			480 шт. в пакете (россыпью), 4 800 шт. в коробке
		70.1116.210	20 мкл, бесцветный		96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке
		70.760.213			96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке
		70.760.413	20 мкл, бесцветный		480 шт. в пакете (россыпью), 4 800 шт. в коробке