

Наконечники для дозаторов Термо Фишер 10000 мкл

ФСР 2007/01431

диапазон дозирования 10000 мкл, стерильно /
нестерильно, без фильтра

Термо Фишер Сайентифик ЗАО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	10000 мкл
Стерильность	стерильно / нестерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники к дозаторам пипеточным Thermo Fisher 10000 мкл:

10000 мкл (10 мл)	9402152	Наконечник 10 мл	40 шт. в упаковке	1-10 мл		150 мм	Rus
	9402150	Finntip 10 мл	40 шт. в упаковке	2000-10000 мкл		150 мм	Fin
	9402151	Finntip 10 мл	100 шт. в упаковке	2000-10000 мкл		150 мм	Fin
	9402160	Finntip 10 мл	24 шт. в штативе/5 штативов в упаковке	2000-10000 мкл		150 мм	Fin
	9402163	Finntip 10 мл	24 шт. в штативе стерильные/ 5 штативов в упаковке	2000-5000 мкл		150 мм	Fin