

Наконечники для дозаторов Термо Фишер 5000 мкл

ФСР 2007/01431

диапазон дозирования 5000 мкл, стерильно /
нестерильно, без фильтра

Термо Фишер Сайентифик ЗАО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	5000 мкл
Стерильность	стерильно / нестерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники к дозаторам пипеточным Thermo Fisher 0.5-5000 мкл:

5000 мкл (5 мл)	9402052	Наконечник 5 мл	100 шт. в упаковке	0.5-5 мл		147 мм	Rus
	9402012	Наконечник 5 мл	3000 шт. в коробке	0.5-5 мл		147 мм	Rus
	9402050	Finntip 5 мл	75 шт. в коробке	1000-5000 мкл		147 мм	Fin
	9402030	Finntip 5 мл	500 шт. в упаковке	1000-5000 мкл		147 мм	Fin
	9402010	Finntip 5 мл	3000 шт. в упаковке	1000-5000 мкл		147 мм	Fin
	9402070	Finntip 5 мл	54 шт. в штативе/ 5 штативов в упаковке	1000-5000 мкл		147 мм	Fin
	9402073	Finntip 5 мл	54 шт. в штативе стерильные/ 5 штативов в упаковке	1000-5000 мкл		147 мм	Fin