

Наконечники для дозаторов Термо Фишер 1000 мкл

ФСР 2007/01431

диапазон дозирования 100-1000 мкл, стерильно /
нестерильно, без фильтра

Термо Фишер Сайентифик ЗАО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	100-1000 мкл
Стерильность	стерильно / нестерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники к дозаторам пипеточным Thermo Fisher 100-1000 мкл:

	9401032	Наконечник 1000	1000 шт. в упаковке	100-1000 мкл		71 мм	Rus
	9401282	Наконечник 1000	96 шт. в штативе	100-1000 мкл		71 мм	Rus
	9401022	Наконечник 1000	5000 шт. в коробке	100-1000 мкл		71 мм	Rus
	9401070	Finntip 1000	200 шт. в упаковке	100-1000 мкл		71 мм	Fin
	9401030	Finntip 1000	1000 шт. в упаковке	100-1000 мкл		71 мм	Fin
	9401010	Finntip 1000	10000 шт. в коробке	100-1000 мкл		71 мм	Fin
	9401110	Finntip 1000	96 шт. в штативе/10 штативов в упаковке	100-1000 мкл		71 мм	Fin
	9401113	Finntip 1000	96 шт. в штативе стерильные/ 10 штативов в упаковке	100-1000 мкл		71 мм	Fin
	9401115	Finntip 1000	сменный набор: 192 шт.х5 сменных матриц	100-1000 мкл		71 мм	Fin