

Наконечники для дозаторов Термо Фишер 200 мкл

ФСР 2007/01431

диапазон дозирования 5-200 мкл, нестерильно, без
фильтра

Термо Фишер Сайентифик ЗАО, Россия

200 мкл
желтый



Характеристики

Диапазон дозирования	5-200 мкл
Стерильность	нестерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники к дозаторам пипеточным Thermo Fisher 5-200 мкл:

200 мкл желтый 	9400082	Наконечник 200	1000 шт. в упаковке	5-200 мкл		50 мм	Rus
	9400282	Наконечник 200	96 шт. в штативе	5-200 мкл		50 мм	Rus
	9400252	Наконечник 200	25000 шт. в коробке	5-200 мкл		50 мм	Fin