

Наконечники для дозаторов Термо Фишер 300 мкл

ФСР 2007/01431

диапазон дозирования 5-300 мкл, стерильно /
нестерильно, без фильтра

Термо Фишер Сайентифик ЗАО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	5-300 мкл
Стерильность	стерильно / нестерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники к дозаторам пипеточным Thermo Fisher 5-300 мкл:

300 мкл	9401362	Наконечник 300	1000 шт. в упаковке	5-300 мкл	●	52 мм	Rus
	9401252	Наконечник 300	96 шт. в штативе	5-300 мкл	●	52 мм	Rus
	9401242	Наконечник 300	20000 шт. в коробке	5-300 мкл	●	52 мм	Rus
	9401260	Finntip 300	1000 шт. в упаковке	5-300 мкл	●	52 мм	Fin
	9401240	Finntip 300	20000 шт. в упаковке	5-300 мкл	●	52 мм	Fin
	9401250	Finntip 300	96 шт. в штативе/10 штативов в упаковке	5-300 мкл	●	52 мм	Fin
	9401253	Finntip 300	96 шт. в штативе стерильные/ 10 штативов в упаковке	5-300 мкл	●	52 мм	Fin
	9401255	Finntip 300	сменный набор: 192 шт.х10 сменных матриц	5-300 мкл	●	52 мм	Fin