

Наконечники для дозаторов Термо Фишер 200 мкл удлинённые

ФСР 2007/01431

диапазон дозирования 5-200 мкл, стерильно /
нестерильно, без фильтра, удлинённый

Термо Фишер Сайентифик ЗАО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	5-200 мкл
Стерильность	стерильно / нестерильно
Фильтр	без фильтра
Удлинённый	Да

Описание

Наконечники к дозаторам пипеточным Thermo Fisher 5-200 мкл удлинённые:

200 мкл удлинённый 	9400100	Finntip 200 (удл.)	400 шт. в упаковке	5-200 мкл		78 мм	Fin
	9400130	Finntip 200 (удл.)	96 шт. в штативе/10 штативов в упаковке	5-200 мкл		78 мм	Fin
	9400133	Finntip 200 (удл.)	96 шт. в штативе стерильные/ 10 штативов в упаковке	5-200 мкл		78 мм	Fin