

Наконечники для дозаторов Термо Фишер 0.5-250 мкл

ФСР 2007/01431

диапазон дозирования 250 мкл, стерильно /
нестерильно, без фильтра

Термо Фишер Сайентифик ЗАО, Финляндия



Характеристики

Диапазон дозирования	250 мкл
Стерильность	стерильно / нестерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники к дозаторам пипеточным Thermo Fisher 0.5-250 мкл:

	9400302	Наконечник 250	1000 шт. в упаковке	0.5-250 мкл		52 мм	Rus
	9401262	Наконечник 250	96 шт. в штативе	0.5-250 мкл		52 мм	Rus
	9400242	Наконечник 250	20000 шт. в коробке	0.5-250 мкл		52 мм	Rus
	9400250	Finntip 250	500 шт. в упаковке	0.2-250 мкл		52 мм	Fin
	9400230	Finntip 250	1000 шт. в упаковке	0.2-250 мкл		52 мм	Fin
	9400220	Finntip 250	20000 шт. в коробке	0.5-250 мкл		52 мм	Fin
	9400260	Finntip 250	96 шт. в штативе/10 штативов в упаковке	0.5-250 мкл		52 мм	Fin
	9400263	Finntip 250	96 шт. в штативе стерильные/ 10 штативов в упаковке	0.5-250 мкл		52 мм	Fin
	9400266	Finntip 250	стартовый сменный набор: 96 шт.х4 штатива + 96шт.х10 сменных матриц	0.5-250 мкл		52 мм	Fin
	9400267	Finntip 250	сменный набор: 96 шт.х20 сменных матриц	0.2-250 мкл		52 мм	Fin