

Наконечники для дозаторов Термо Фишер 100-1000 мкл удлинённые

ФСР 2007/01431

диапазон дозирования 100-1000 мкл, стерильно /
нестерильно, без фильтра, удлиненный

Термо Фишер Сайентифик ЗАО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	100-1000 мкл
Стерильность	стерильно / нестерильно
Фильтр	без фильтра
Удлиненный	Да

Описание

Наконечники к дозаторам пипеточным Thermo Fisher 100-1000 мкл удлинённые:

1000 мкл удлинённый							
1000 мкл удлинённый	9401410	Finntip 1000 (удл.)	1000 шт. в упаковке	100-1000 мкл		105 мм	Fin
	9401420	Finntip 1000 (удл.)	96 шт. в штативе/5 штативов в упаковке	100-1000 мкл		105 мм	Fin
	9401423	Finntip 1000 (удл.)	96 шт. в штативе стерильные/ 5 штативов в упаковке	100-1000 мкл		105 мм	Fin