

Наркозный аппарат SIARE AM 5000

ФСЗ 2007/00307

режимы ручная вентиляция, возрастная категория
взрослые / дети / новорожденные, испаритель

Siare Engineering International Group S.r.l., Италия



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Ротаметры	электронные
Испаритель	Да
Размеры	210x370x480 мм
Масса	13 кг

Описание

Портативная наркозная установка AM 5000 компактная и легкая, для проведения ингаляционного наркоза всеми видами анестетиков у взрослых, детей и новорожденных. Применяется в операционных, перевязочных, малой гинекологии, медицине катастроф, военно-полевой анестезиологии и в машинах скорой помощи.

Дополнительно:

- механический смеситель O_2 и N_2O ;
- держатель для испарителя interlock/selectatec;
- возможность быстрой смены испарителя;
- возможность комплектовки с ИВЛ Alfa-Delta.