

Дозатор локтевой МИДгруп МИД-02

TU BY 690777163.002-2010

локтевой, настенный, рычаг пластик / металл, ёмкость еврофлакон, объем 1 л, дозирование от 1.5 до 2.5 мл

МИДгруп ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	пластик / металл
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	от 1.5 до 2.5 мл

Дополнительные характеристики

Дозатор МИДгруп МИД-02 - локтевой диспенсер применяется при гигиенической обработке и хирургической антисептике рук. Подходит для всех еврофлаконов вместимостью 1л. Возможность выбора цвета корпуса.