

Насос инфузионный Армед LINS-7

РЗН 2019/8938

насос, волюметрический, скорость введения 0.1-1200 мл/ч

НПЦ МТ Армед, Китай



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	0.1-1200 мл/ч
Размеры	140×160×220 мм
Масса	2.12 кг

Описание

Дозатор Армед LINS-7 используется для продолжительного последовательного введения лекарственных средств или питательных составов. Преимуществом является возможность изменения скорости инфузии от сверхмалой до высокой. При низкой скорости инфузии аппарат может быть использован при лечении детей и новорожденных, при высокой скорости возможно проведение специализированных медпроцедур. Технологичный микропроцессор обеспечивает сверхточную калибровку скорости инфузии.

Область применения:

- в хирургических отделениях при лечении больных в послеоперационный период и анестезии;
- при проведении интенсивной терапии в реанимации и комбустиологии;
- в онкологии для ввода обезболивающих препаратов с определенной периодичностью;
- в отделениях наркологии для лечения глубокой интоксикации;
- в неонатологии и акушерстве при вводе новорожденным малых точных доз.

Технические характеристики насоса Armed LINS-7:

- напряжение сети 100-240 В;
- частота сети переменного тока: 50/60 Гц;
- потребляемая мощность: 18 ВА ± 5%;
- аккумуляторная батарея: 12 В, 1800 мА*ч;
- точность скорости потока: не более ±10 % - 0.1 ≤ Поток 1, ±5% - 1 ≤ Поток ≤ 1200;
- накопленный объем инфузии: 0-9999.9;
- скорость инфузионного потока: 0.1-1200 мл/ч;
- уровень давления для определения закупорки:

высокий: 110 ± 20 кПа,
средний: 80 ± 30 кПа,
низкий: 60 ± 20 кПа;
- функции:
ускоренного впрыска,
болюсной инфузии.
Производитель: Shanghai LEIEN Medical Equipment Co. Ltd.