

Насос инфузионный Byond BYZ-810

РЗН 2013/1058

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 10 / 20 / 30 / 50 мл, скорость введения 0.1-1500 мл/ч, объем дозирования 0.1-999.9 мл

Hunan Beyond Medical Technology Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	10 / 20 / 30 / 50 мл
Скорость введения	0.1-1500 мл/ч
Объем дозирования	0.1-999.9 мл
Размеры	280×210×130 мм

Описание

Насос инфузионный шприцевой Byond BYZ-810 обладает современным HD LCD дисплеем с высокой информационной емкостью, приятным пользовательским интерфейсом и динамичным показом рабочего статуса. Стыковка насосов в единую терапевтическую систему.

Шприц	Скорость инъекции	Болюсная инфузия
50 (60) мл	0.1-1500 мл/ч (шаг 0.1 мл)	1200 мл/ч
30 мл	0.1-900 мл/ч (шаг 0.1 мл)	720 мл/ч
20 мл	0.1-600 мл/ч (шаг 0.1 мл)	480 мл/ч
10 мл	0.1-300 мл/ч (шаг 0.1 мл)	240 мл/ч

Преимущества:

- Звуковой и визуальный сигнал тревоги для обозначения окклюзии, сбоя работы, системной ошибки, окончания инфузии, окончания введения, пустого шприца, низкого уровня батареи, ошибки остановки шприца, неисправной работы.
- Предварительное определение объема шприца для значительного облегчения работы медицинского персонала.

- Три режима работы: режим с фиксированной скоростью, режим по времени и объему, режим дозирования по весу.
- Единая система управления обеспечивает легкость и простоту настройки.
- Удобный для установки плунжер шприца.
- Автоматическая запись параметров последней инфузии.
- Современный HD LCD дисплей с высокой информационной емкостью, приятным пользовательским интерфейсом и динамичным показом рабочего статуса.
- Стыковка насосов в единую терапевтическую систему.

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц, 18 Вт (встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, DC – 12 В)

Размеры: 280×210×130 мм

Вес: 2.2 кг