

Насос шприцевой Aitecs SEP 10S Plus

РЗН 2017/5668

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 10 / 20 / 30 / 50/60 / 100 мл, скорость введения 0.1-1500 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999 мл

UAB Viltechmeda, Литва



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	10 / 20 / 30 / 50/60 / 100 мл
Скорость введения	0.1-1500 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999 мл
Размеры	305×135×195 мм
Масса	2.6 кг

Описание

Надежный стандартный одношприцевой насос Aitecs SEP 10S PLUS, с русифицированным меню экрана, скоростью введения 1500 мл/час, запрограммированными режимами, как для импортных, так и отечественных трехкомпонентных шприцев. Позволяет существенно повысить точность инфузии, имеющий категорию электробезопасности CF - для работы на сердце и сердечно-сосудистой системе.

- трехкомпонентные шприцы, которые возможно использовать в работе с моделью SEP 10S PLUS: 10, 20, 30, 50/60 и 100 ml известных фирм: BD, MONOJECT, TERUMO, B.BRAUN, NIPRO, а также более дешёвые шприцы других производителей;
- возможно самостоятельно создать список наиболее часто используемых шприцов без участия завода-изготовителя;
- возможно запрограммировать новые типы шприцов по желанию заказчика;
- при заказе возможно индивидуально запрограммировать использование 5 мл шприца вместо 100 мл шприца (опция);
- русифицированное меню экрана;
- возможно программировать время инфузии (вместо скорости инфузии);
- брызгозащищенность;
- прибор не позволяет потребителю программировать скорости больше или меньше допустимых значений;
- при каждом включении прибор производит самотест;

- должна быть предусмотрена кнопка для устранения воздуха из удлинительной линии.

Технические характеристики:

- антиболюс: после устранения причины окклюзии неконтролируемый болюс не должен превышать 0.3-0.5 ml;
- антисифонный эффект: после резкого поднятия прибора относительно пациента на 0.5 ml, не возможен неконтролируемый болюс;
- возможность изменения параметров инфузии без остановки прибора: скорость инфузии, уровень окклюзии, объём болюса;
- возможность индикации ввода объёма : до 9999 ml;
- класс точности: 2;
- не меньше трех уровней окклюзии: 40 kPa, 80 kPa и 120 kPa;
- питание: (220 - 230)V $\pm 10\%$, 50/60 Hz или от встроенного перезаряжаемого аккумулятора;
- скорость инфузии: 0.1-1500 мл/ч;
- точность инфузии: $\pm 2\%$;
- функции: KOR (KVO) защита «открытой» вены.