

Насос шприцевой Aitecs SP-12S Pro

РЗН 2017/5668

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 10 / 20 / 30 / 50/60 / 100 мл, скорость введения 0.1-1500 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999.9 мл

UAB Viltechmeda, Литва



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	10 / 20 / 30 / 50/60 / 100 мл
Скорость введения	0.1-1500 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999.9 мл
Размеры	135×305×195 мм
Масса	2.6 кг

Описание

Инфузионный шприцевой насос SEP-12S Pro Aitecs - универсальная анестезиологическая модель, обеспечивает максимальный уровень функциональных возможностей и безопасности. Насос AITECS SP-12S Pro позволяет задавать скорость введения лекарств в объемных и массовых единицах. Возможность программирования пользователем до 64 различных профилей введения лекарственных веществ по 10 ступеней в каждом. Рекомендуются для использования в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Особенности:

- определитель размера шприца;
- изменяемый пользователем список шприцев;
- список используемых лекарств;
- возможность задания скорости инфузии по времени и заданному объему лекарства;
- возможность задания скорости инфузии в: mg/h, mcg/h, mg/kg/h, mcg/kg/h, mg/kg/min, mcg/kg/min;
- два типа болюса (запрограммированный и ручной);
- болюс может быть запрограммирован в мл или в единицах веса лекарства;
- система анти-болюса (A.B.S.);
- визуальная и звуковая сигнализации;

- шприцы: 10, 20, 30, 50/60, 100 мл известных фирм, в том числе и российских;
- скорость инфузии: 0.1-1500 мл/ч;
- скорость болюса: 10-1500 мл/ч;
- точность: $\pm 2\%$ (механическая точность: $\pm 1\%$);
- программируемый объем инфузии: 0.1-999 мл или без ограничения;
- суммарный объем выполненной инфузии: 0.1-9999.9 мл;
- уровень окклюзии: 120, 80, 40 кПа;
- тип аккумулятора: NiMH.