

## Насос шприцевой Aitecs SEP 12S Plus

РЗН 2017/5668

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 10 / 20 / 30 / 50/60 / 100 мл, скорость введения 0.1-400 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999.9 мл

UAB Viltechmeda, Литва



### Характеристики

---

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Вид                          | насос                         |
| Тип насоса                   | шприцевой                     |
| Количество шприцевых каналов | 1 шт.                         |
| Объем шприца                 | 10 / 20 / 30 / 50/60 / 100 мл |
| Скорость введения            | 0.1-400 мл/ч                  |
| Объем дозирования            | 0.1-9999.9 мл                 |
| Размеры                      | 135×305×195 мм                |
| Масса                        | 2.6 кг                        |

### Описание

---

**Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP 12S PLUS** для анестезии, скорость введения 400 мл/час, с русифицированным меню и запрограммированными режимами, как для импортных, так и отечественных трехкомпонентных шприцев. Позволяет существенно повысить точность инфузии, особенно эффективен в тех случаях, когда необходимо вводить пациенту лекарство в течение длительного времени с малыми скоростями и с высокой точностью дозирования, имеет наивысшую степень защиты электробезопасности CF.

#### Особенности:

- определитель размера шприца;
- изменяемый пользователем список шприцов;
- список используемых лекарств;
- возможность задания скорости инфузии по времени и заданному объёму медикамента;
- возможность задания скорости инфузии в mg/h, mcg/h, mg/kg/h, mcg/kg/h, mg/kg/min, mcg/kg/min;
- два типа болюса (запрограммированный и ручной);
- болюс может быть запрограммирован в мл или в единицах веса лекарства;
- система анти-болюса (A.B.S.);
- визуальная и звуковая сигнализации.

**Характеристики:**

- тип аккумулятора: NiMH;
- шприцы: 10, 20, 30, 50/60, 100 мл известных фирм, в том числе российских;
- скорость инфузии: 0.1-400 мл/ч;
- скорость болюса: 300-1700 мл/ч;
- точность:  $\pm 2\%$  (механическая точность:  $\pm 1\%$ );
- программируемый объем инфузии: 0.1-999 мл или без ограничения;
- суммарный объем выполняемой инфузии: 0.1-9999.9 мл;
- уровень окклюзии: 120, 80, 40 кПа;
- CE 0408;
- возможность работы с PROPOFOL по схеме Робертса.