


Насос инфузионный B.Braun Инфузомат фмС

ФСЗ 2012/13553

насос, волюметрический, скорость введения 0.1-999.9
мл/ч, объем дозирования 1-9999.9 мл

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	0.1-999.9 мл/ч
Объем дозирования	1-9999.9 мл
Размеры	140×240×200 мм
Масса	3.1 кг

Описание

Насос инфузионный волюметрический Infusomat fmS – волюметрический насос для интенсивной и анестезии терапии. Инфузомат фмС широко используется в стационарах различного профиля, анестезиологии, отделениях интенсивной терапии и т.д. Обеспечит безопасный и легкий ввод параметров инфузии.

Параметры:

- ввод значений концентрации в мг, мкг, МЕ, ммоль на 1 мл объема;
- учет времени и веса тела пациента, ввод параметров в кг, мкг, мин;
- режим автоматического расчета скорости введения в мл/час;
- индивидуальная дозировка болюса с заранее определенными параметрами.

Технические характеристики Инфузомата Браун:

- классификация: Тип CF, защита от дефибрилляции (класс защиты I), IP 22 (защита от брызг);
- напряжение: 230 В, 0.06 А, 50-60 Гц;
- внешний низковольтный источник тока 12 В (требуется кабель 8711674);
- система вызова персонала: 24 В, 1 А, 24 ВА, случайная полярность (VDE 0834);
- IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24;
- EN 55011.

Условия эксплуатации:

- температура: +10-40 °С;
- влажность воздуха 30-90%;

- время автономной работы: 3.5 часа при максимальной нагрузке.

Инфузия:

- скорость инфузии: 0.1-999.9 мл/час (шаг: 0.1 мл/час);

- выбор объема инфузии: 0.1-9999.9 мл/час (шаг: 0.1 мл/час);

- точность инфузии: +/- 5 %.