

Насос инфузионный B.Braun Инфузомат П

ФСЗ 2012/13553

насос, волюметрический, количество каналов 1 шт.,
скорость введения 0.1-999.9 мл/ч, объем дозирования
1-9999.9 мл

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Скорость введения	0.1-999.9 мл/ч
Объем дозирования	1-9999.9 мл
Размеры	140×240×200 мм

Описание

Насос инфузионный волюметрический B.Braun Infusomat P для анестезии и интенсивной терапии.

Управление:

- прямой ввод скорости инфузии или автоматический расчет скорости через объем и время инфузии;
- большой экран и эргономичный интерфейс;
- расчет дозы: ввод концентрации в мг/мкг/ммоль/МЕ в мин/час/24 часа;
- учет веса пациента (напр., мг/кг/ч);
- регулируемый по скорости и объему болюс, нагрузочный болюс для тотальной внутривенной анестезии.

Параметры безопасности:

- прерыватель потока, активирующийся при открытии передней дверцы;
- датчик воздуха, регулируемый уровень окклюзионного давления;
- режимы «антиболюс» и «открытая вена»;
- в блоке памяти - запись 400 последних событий с фиксацией времени.

Перистальтический механизм насоса разработан специально для работы со стандартными ПВХ системами, предназначенными для инфузии под давлением, что позволяет снизить текущие затраты на инфузионную терапию.

Оригинальные линии Инфузомат INFUSOMAT P обеспечивают высокую точность выполнения инфузии и максимальную равномерность даже при длительном введении медикамента.

Совместим с инфузионными системами из ПВХ.

Совместимость всех инфузионных систем Интрафикс Эйр и Интрафикс праймлайн Классик/Комфорт с Инфузоматом П обеспечивает бесперебойную работу этого насоса даже в терапевтических отделениях.

ВНИМАНИЕ: при использовании ПВХ - систем других производителей, убедитесь, что они предназначены для инфузии под давлением!

Удобство в применении и безопасность процедур:

- большой экран и эргономичный дизайн пользовательского интерфейса с 10-кнопочной клавиатурой делает ввод параметров простым и удобным;
- система безопасности полностью контролирует инфузию;
- зажим против свободного тока предотвращает непреднамеренную инфузию при открытии дверцы;
- ультразвуковой датчик воздуха предотвращает воздушную эмболию;
- регулировка уровня окклюзионного давления сокращает время снижения скорости инфузии и подачи сигнала тревоги при нарушении проходимости инфузионной линии;
- выполнение различных задач нажатием одной кнопки;
- прямой ввод скорости или автоматический расчет через объем и время. Скорость может быть изменена без остановки инфузии;
- индивидуальная настройка болюса с предварительно заданными параметрами;
- автоматический расчет скорости при вводе количества активного вещества в мг, мкг, ммоль и МЕ в минуту/час/сутки, учет веса пациента.