

Насос шприцевой Висма-Планар ДШ-08

ФСЗ 2011/10787

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 10 / 20 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-999.9 мл/ч

Висма-Планар НП ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	10 / 20 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-999.9 мл/ч
Размеры	335×150×115 мм
Масса	2.2 кг

Описание

Насос шприцевой ДШ-08 предназначен для введения высокоэффективных лекарственных препаратов с заданными параметрами.

Особенности:

- возможность использования любых моделей шприцев объемом 10, 20, 50/60 мл;
- эксплуатация от сети или встроенного аккумулятора;
- автоматическое определение и индикация объема шприца;
- автоматическое включение встроенного автономного питания при отсутствии сети;
- индикация введенного объема и времени работы на дополнительном ЖК экране;
- возможность удаления воздуха из системы одним нажатием кнопки;
- режим Standby;
- съемный шнур сетевого питания;
- кронштейн для крепления на инфузионной стойке или рельсе;
- возможность использования в автомобиле скорой помощи.

Технические характеристики:

- точность: ± 1 % без учета погрешности шприца;
- давление окклюзии: 50, 100, 150 кПа;
- коррекция скорости: ± 15 %;

- питание:

сеть: 230 В, 50 Гц,

аккумулятор: NiMH 12 В,

внешний источник: 11-16 В;

- потребляемая мощность: 20 ВА.