

Насос шприцевой B.Braun Перфузор Компакт Плюс

РЗН 2018/7727

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 20 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-99.9 мл/ч, объем дозирования 0.1-999.9 мл

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	20 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-99.9 мл/ч
Объем дозирования	0.1-999.9 мл
Размеры	190×100×120 мм

Описание

Насос инфузионный шприцевой B.Braun Perfusor Compact Plus

Особенности:

- легкий и удобный в работе шприцевой насос;
- быстрый ввод параметров;
- контроль основных параметров на большом экране подсвеченном при подключении к сети;
- простая смена шприцев: шприцы 20 и 50 мл, автоматическое определение объема шприца;
- автоматическое снижение скорости при подаче сигнала тревоги и возврат к заданным параметрам после устранения ее причины;
- высокая точность и постоянство потока, даже при малых скоростях введения;
- небольшой размер, малый вес и высокая эффективность в работе;
- возможность стыковки нескольких насосов в единую систему до трех насосов без внешних приспособлений;
- гибкий интерфейс для различных режимов инфузии;
- универсальное крепление для быстрой и надежной фиксации прибора у постели больного;
- возможность работы от батареи для большей мобильности;
- переносные блоки насосов, включающие до трех единиц Перфузор Компакт, имеющих автономное питание, позволяют продолжать инфузионную терапию при транспортировке пациента;
- перфузор Компакт работает более 3 дней от стандартных батареек;
- батарейки типа AA можно заменить прямо в палате
- возможность установки перезаряжаемого аккумулятора;

- возможность питания от автомобильной сети 12 В.

Технические характеристики насоса Perfusor Compact:

- классификация CF, защита от дефибрилляции, класс II;
- влагостойкость IP22;
- электропитание 220В, 50Гц/12В;
- время работы в автономном режиме:
 - > 80 часов при скорости инфузии 10 мл/ч с новым комплектом щелочных батареек AAA,
 - > 2.5 часов при скорости инфузии 10 мл/ч с заряженным аккумулятором;
- используемые шприцы: 20 и 50/60 мл, различных фирм-производителей;
- задаваемый объем инфузии: 0.1-999.9 мл, шаг 0.1 мл;
- скорость инфузии: 0.1-99.9 мл/час;
- точность инфузии: ± 2.5 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24;
- скорость болюсной инфузии 800 мл/час;
- тип болюса Болюс «по требованию»;
- уровень давления окклюзии 3 уровня: 0.4-0.8-1.2 бар;
- изменение скорости без прерывания инфузии (титрование);
- функция паузы с сохранением параметров;
- функция «Антиболюс»;
- информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени;
- звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента;
- гарантийный срок 24 месяца.