

Насос шприцевой Apexmed Sensitec WZ-50C6T

ФСЗ 2012/12419

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 20 / 30 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-1200 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999 мл

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	20 / 30 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-1200 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999 мл
Размеры	307×135×128 мм
Масса	2.1 кг

Описание

Насос инфузионный шприцевой SENSITEC WZ-50C6T автоматически определяет объем шприца, контролирует скорость и время инфузии.

Технические характеристики:

- скорость инфузии:
 - 20 мл шприц: 0.1-399.9 мл/ч;
 - 30 мл шприц: 0.1-600 мл/ч;
 - 50 мл шприц: 0.1-1200 мл/ч.
- общий объем инфузии: 0.1-9999 мл. шаг 0.1-1 мл;
- точность введения: ±2% (механическая точность - ±1%);
- 3 настраиваемых уровня окклюзии;
- сеть переменного тока: напряжение: 230 В. 50/60 Гц ~;
- встроенный аккумулятор типа NiMH;
- внешний источник постоянного тока 12 В (опция);
- длительность работы от аккумулятора: 4 ч при скорости инфузии 5 мл.