

Насос инфузионный Aitecs 3017

РЗН 2019/8531

насос, волюметрический, скорость введения 0.1-1500 мл/ч

UAB Viltechmeda, Литва



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	0.1-1500 мл/ч

Описание

Насос инфузионный волюметрический AITECS 3017 нового поколения. Может использоваться как независимое устройство, так и в составе системы управления данными о пациенте (PDMS), клинических информационных систем (CIS) и системы мониторинга инфузии (AIMS 16). Предназначена для решения самого широкого круга задач. Позволяет задавать скорость введения лекарств в объёмных и массовых единицах соотнесённых с весом или площадью поверхности тела пациента. Может использоваться более, чем с 10 типами инфузионных систем. Рекомендуется для использования в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, в том числе у новорождённых с экстремально низкой массой тела. Имеет 4 режима инфузии: непрерывный, объем в течение времени, доза в течение времени и полное парентеральное питание.

Скорость инфузии: 0.1-1500 мл/ч с шагом по 0.01 мл/ч.

Единицы дозирования: г, мг, мкг, нг, ед, кед, мед, мкед, моль, моль, мкмоль, нмоль, мэkv, в пересчёте на (на 1 кг или м2) /24 ч, 1 ч, 1 мин.

Волюметрическая точность: $\pm 5\%$.

Вес пациента: 0.25-300 кг.