

Насос инфузионный Dixon Instilar 1486

ФСР 2009/04172

насос, волюметрический, скорость введения 1-1000
мл/ч, объем дозирования 0.1-9999 мл

DIXION, Россия



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	1-1000 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999 мл
Размеры	125×250×190 мм
Масса	4.25 кг

Описание

Волюметрический инфузионный насос ИНСТИЛАР-1486 подходит для инфузионной терапии, интенсивной терапии, химиотерапии, а также для анестезии. Насос Instilar 1486 обеспечивает контроль дозы лекарственного вещества при введении.

Достоинства:

- автоматический контроль скорости вливания;
- самодиагностика;
- автоматическое включение функции KVO;
- возможность калибровки дозы;
- точность инфузии рассчитывается по доставленному объему;
- механизм инфузии: перистальтический;
- диапазон скорости инфузии: 1-1000 мл/ч с шагом 1 мл/ч;
- диапазон объема вливания: 1-9999 мл;

Дополнительные возможности:

- функция KVO: 1 мл/ч;
- функция вывода воздуха;
- система аудиовизуальной тревоги: системная ошибка, окончание инфузии, окклюзия, образование пузыря, открыта дверца, низкое напряжение электропитания;
- индикация используемого вида электропитания: сеть/аккумулятор.