

Канюля назальная Fisher & Paykel Optiflow Junior

РЗН 2020/9886

тип высокопоточный, зубцы изогнутые, размер XS / S

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



Характеристики

Тип	высокопоточный
Носовые зубцы	изогнутые
Размер	XS / S

Дополнительные характеристики

Назальная канюля Fisher & Paykel Optiflow Junior представляет собой простую и эффективную систему обеспечения кислородной терапии детям младшего возраста с расстройствами дыхания. Сочетание повторяющей анатомическую форму назальной канюли и комфортного увлажненного потока позволяет новорожденным и пациентам младшего детского возраста получать жизненно необходимый кислород и поддержку потоком.

Кат. №	Размер	Макс. поток	В коробке
ОРТ312	для недоношенных детей (1-3 кг)	8 л/мин	20 шт.
ОРТ314	для новорожденных (2-8 кг)	8 л/мин	20 шт.
ОРТ316	для младенцев (3-15 кг)	20 л/мин	20 шт.
ОРТ318	для детей (12-22 кг)	25 л/мин	20 шт.