

Назофарингоскоп фиброоптический Fujifilm FR-120F

ФСЗ 2011/10200

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 3.3 мм, вводимая часть 3.2 мм, рабочая длина
300 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	90 °
Изгиб дистальной части вверх	130 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	3.3 мм
Наружный диаметр вводимой части	3.2 мм
Общая длина	550 мм
Рабочая длина	300 мм
Направление сканирования	прямое

Дополнительные характеристики

Назофаринголарингоскоп Fujifilm FR-120F - предназначен для проведения эндоскопических исследований носа, полости глотки и гортани.

Основные преимущества:

- малый диаметр дистального конца;
- большой угол поля зрения;
- большие углы изгиба дистального конца;
- простота управления;
- возможность интеграции в ЛОР-комбайн;
- универсальный разъем под видеокамеру;
- совместимость с видеоэндоскопическими системами.

Назофаринголарингоскоп FR-120F способствует комфортному проведению эндоскопии ЛОР-органов и повышает качество диагностики.