

Назофарингоскоп гибкий 3.2 мм ATMOS

ФСЗ 2012/13383

фиброскоп, резкость 6-∞ мм, вводимая часть 3.2 мм,
рабочая длина 300 мм

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	80 °
Глубина резкости	6-∞ мм
Наружный диаметр вводимой части	3.2 мм
Рабочая длина	300 мм

Дополнительные характеристики

Фиброскоп ATMOS

Технические характеристики:

- Ø 3.2 мм
- L = 300 мм
- Направление взгляда: 0°
- Угол поля зрения: 80°
- Глубина резкости: 6 мм - бесконечность
- Установка угла: 140° / 140°

Поставляется с прибором для проверки на герметичность и в транспортной коробке.
Артикул 950.0243.0