

Негатоскоп медицинский Медин НМ-1

РЗН 2013/1376

лампа люминисцентная, 1 зона, потребляемая
мощность 70 Вт, регулировка яркости, размер
просмотровой зоны 360×400 мм, зажим для крепления
снимков



Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь

Храктеристики

Тип лампы	люминисцентная
Количество зон	1 зона
Потребляемая мощность	70 Вт
Регулировка яркости	Да
Размер просмотровой зоны	360×400 мм
Зажим для крепления снимков	Да
Масса	8 кг

Габариты

Длина	405 мм
Ширина	115 мм
Высота	515 мм

Дополнительные характеристики

Применение электронного блока управления, обеспечивающего мгновенное включение ламп без мерцания.
Негатоскоп НМ-1 можно размещать как на столе, так и на стене.