

Негатоскоп медицинский Медин НМ-3

РЗН 2013/1376

лампа люминисцентная, 3 зоны, потребляемая мощность 210 Вт, регулировка яркости, размер просмотровой зоны 360×400 мм, зажим для крепления снимков



Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь

Храктеристики

Тип лампы	люминисцентная
Количество зон	3 зоны
Потребляемая мощность	210 Вт
Регулировка яркости	Да
Размер просмотровой зоны	360×400 мм
Зажим для крепления снимков	Да
Масса	18 кг

Габариты

Длина	1125 мм
Ширина	115 мм
Высота	515 мм

Дополнительные характеристики

Применение электронного блока управления, обеспечивающего мгновенное включение ламп без мерцания. Негатоскоп НМ-3 можно размещать как на столе, так и на стене.