

Неодимовый лазер LASEROPTEK Hyperion

РЗН 2020/10035

лазер, неодимовый, длина волны 1064 нм, частота 10 Гц, длительность импульсов 0.3 ~ 300 мс

Laseroptek Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / лечение грибка ног и ногтей / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	1064 нм
Частота	10 Гц
Энергия импульса	80 Дж
Длительность импульсов	0.3 ~ 300 мс
Размеры пятен	2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 мм
Дисплей	10.2" цветной, жидкокристаллический, TFT
Размер	500×610×1080 мм
Вес	95 кг

Описание

Неодимовый длинно-импульсный лазер Hyperion можно использовать для качественной лазерной эпиляции на коже любого фототипа с любыми волосами, даже светлыми и пушковыми, а также для омоложения, лечения широкого спектра сосудистых патологий (розацеа, винные пятна, купероз, ретикулярные сеточки, телеангиэктазии) и грибковых поражений кожи и ногтей.

Характеристики:

- широкие возможности настройки: регуляция лечебного пятна от 2 до 20 мм;
- энергия до 80 Дж при длине волны 1064 нм;
- три аппликатора: для эпиляции, для лечения сосудов и многофункциональный4
- система переноса лучей: оптическое волокно с излучателем4

- нацеленный луч: 5 мВт диодный лазер;
- электронное управление: ЦП: микропроцессор, интерфейс: сенсорный экран;
- система охлаждения: внутренний теплообменник вода - воздух;
- электрическая энергия: 230 В, 50 Гц.