

Neodisher FA / Неодишер ФА

СГР RU.77.99.88.002.Е.035072.09.11

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН, срок годности 4 года, 5 л / 10 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	15 - 30% фосфатов
Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН
Срок годности	4 года
Фасовка	5 л / 10 л

Режимы применения

ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.2 - 0.4 % (при 60 °C) / 0.2 - 0.4 % (при 93 °C)
---	---

Показатель концентрации водородных ионов

pH щелочной	Да
-------------	----