

Неодишер ЛабоКлин А8 / Neodisher LaboClean A8

СГР RU.77.01.34.015.E.004544.04.11

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН / для дезинфекции ИМН, ПСО изделий
медицинского назначения, срок годности 3 года, 10 кг

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	хлоросодержащий отбеливающий агент - 5%, фосфаты - 15-30%
Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН / для дезинфекции ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Очистка поверхностей	Да
Срок годности	3 года
Фасовка	10 кг

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Дезинфицирующее средство Неодишер ЛабоКлин А 8 (Neodisher LaboClean A 8) эффективно удаляет кровь, белок и пищевые остатки. Обычное лабораторное стекло, изделия из керамики и нержавеющей стали пригодны для обработки растворами Неодишер ЛабоКлин А 8.

Используется для автоматической мойки лабораторного стекла в медицинских, биологических и химических лабораториях, а так же в лабораториях пищевой промышленности.

Назначение: сильно-щелочное моющее средство для автоматической мойки лабораторного стекла.

Состав: 5% хлорсодержащий отбеливающий агент, 15-30% фосфаты, рН=12-12.6.

Форма выпуска: порошок, 10 кг.

Срок годности: 3 года.

Не применять для обработки алюминия, анодированного алюминия и других легких металлов.