

Neodisher N / Неодишер Н

СГР RU.77.99.88.002.Е.035073.09.11

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН / для нейтрализации ИМН, срок годности 4 года,
5 л / 10 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	15 - 30% неорганического фосфора
Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН / для нейтрализации ИМН
Срок годности	4 года
Фасовка	5 л / 10 л

Режимы применения

ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.2 - 0.4 % (при 40 - 60 °С)
---	------------------------------

Показатель концентрации водородных ионов

рН кислый	Да
-----------	----