

Neodisher SBK / Неодишер СБК

СГР RU.77.01.34.015.E.004096.04.11

способ обработки механизированный, для
нейтрализации ИМН, ПСО изделий медицинского
назначения, срок годности 3 года, 5 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	5% поликарбоксилаты
Способ применения	механизированный
Назначение	для нейтрализации ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Срок годности	3 года
Фасовка	5 л

Режимы применения

ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.005 - 1.5 %
---	---------------

Показатель концентрации водородных ионов

рН кислый	Да
-----------	----

Дополнительные характеристики

Neodisher SBK - слабокислый ополаскиватель для использования в судно-моечных машинах.

Благодаря высокой способности растворения известковых отложений и смачивающим способностям, судна, утки, горшки прекрасно отмываются и не имеют подтеков.

При использовании Neodisher SBK не образуется известковых отложений ни в парогенераторе, ни в помпах.

Область применения: применяется как ополаскивающий и умягчающий компонент в судно-моечных машинах с парогенератором для мойки суден, уток, горшков из нержавеющей стали в больницах и домах престарелых.

Применение / дозировка

0.5 - 1.5 мл/л, в зависимости от жесткости воды.

Дозируется в парогенератор машины или в воду при заключительном ополаскивании или в теплообменник.