

Neodisher SBR extra / Неодишер СБР экстра

СГР RU.77.01.34.015.E.004096.04.11

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН, ПСО изделий медицинского назначения, срок
годности 3 года, 5 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	5% фосфонаты, 15 - 30 % НТА
Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Срок годности	3 года
Фасовка	5 л

Режимы применения

ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.1 - 0.3 %
---	-------------

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Neodisher SBR extra - моющее средство (жидкость) для использования в судномоечных машинах.

Область применения: автоматическая мойка суден, уток, горшков из нержавеющей стали в судномоечных машинах.

Применение / дозировка

От 1 до 3 мл/л (в зависимости от жесткости воды).

Через дозирующее устройство.

Может также использоваться в подходящих типах машин для удаления известковых налетов.