

Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-4/ВПМ

ФСР 2008/03365

каналы ЭЭГ 21 шт., 9 дополнительных каналов,
фотостимулятор / фоностимулятор / паттерн-
стимулятор / токовый стимулятор

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	21 шт.
Дополнительные каналы	9 дополнительных каналов
Методики	- 21 канал ЭЭГ - 4 полиграфических канала с частотой квантования до 160 000 Гц для регистрации любых сигналов (от ЭОГ до коротколатентных ВП) - 1 ЭКГ-канал - 1 канал регистрации дыхания - 2 канала постоянного тока (чаще всего используются для подключения датчиков положения тела) - возможность встроить дополнительный канал SpO2
Стимуляторы	фотостимулятор / фоностимулятор / паттерн-стимулятор / токовый стимулятор

Функции

Расширение функций прибора	Да
Хранение данных	Да