

Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-5

ФСР 2008/03364

каналы ЭЭГ 32 шт., 9 дополнительных каналов,
фотостимулятор / токовый стимулятор

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	32 шт.
Дополнительные каналы	9 дополнительных каналов
Методики	- 32 канала ЭЭГ - 9 полиграфических каналов для регистрации любых сигналов (от ЭОГ до коротколатентных ВП)
Стимуляторы	фотостимулятор / токовый стимулятор

Функции

Расширение функций прибора	Да
Хранение данных	Да

Дополнительные характеристики

Энцефалограф комплектуется программой с набором различных видов анализа. Среди них: амплитудный, спектральный, биспектральный, периодометрический, корреляционный, кросскорреляционный, когерентный, сравнительный, вейвлет-анализ, анализ независимых компонент и эпилептиформной активности. Программа может строить двух- и трехмерные топографические карты всей записи и выбранного участка кривых. Результаты всех видов анализа синхронизированы с записанными кривыми.