

Носилки ковшовые НКРЖ-ММ, модель 0503

ФСР 2009/05674

иммобилизация из автомобиля, транспортировка
лежа, ковшовые, телескопические, ортопедические,
масса 11 кг



НПП Микромонтаж ООО, Россия

Характеристики

Иммобилизация	из автомобиля
Возможная транспортировка	лежа
Тип	ковшовые
Телескопические	Да
Ортопедические	Да

Размеры

Длина	1280 - 2040 мм
Ширина	400 мм
Высота	70 мм
Вес	11 кг

Дополнительные характеристики

Предназначены для использования службами спасателей, для атравматического извлечения пострадавших при ДТП из салона транспортных средств через срезанную крышу автомашины.