

Носилки кресельные НК-ММ, модель 0703

ФСР 2009/05674

иммобилизация в ограниченном пространстве,
транспортировка сидя, кресельные, грузоподъемность
150 кг, на колесах, секции, масса 9 кг

НПП Микромонтаж ООО, Россия



Характеристики

Иммобилизация	в ограниченном пространстве
Возможная транспортировка	сидя
Тип	кресельные
Грузоподъемность	150 кг
Колеса	Да
Секции	Да

Размеры

В сложенном виде	200×560×1180 мм
Длина	860 мм
Ширина	560 мм
Высота	1140 мм
Вес	9 кг

Дополнительные характеристики

Предназначены для перемещения пациентов в условиях ограниченного пространства, это узкие коридоры, лестницы, небольшие лифты. Носилки имеют одну пару колесных опор, которая позволяет одному санитару транспортировать пациента в положении «сидя». Два санитара (один - в головной секции, второй - в ножной секции) осуществляют переноску пациента на носилках кресельных по лестнице. В медицинском автомобиле носилки могут фиксироваться вертикально на передней стенке, со сложенным сиденьем, а могут использоваться как дополнительное посадочное место для транспортировки пациентов с легкими травмами.