

## Носилки кресельные НК-ММ, модель 0704

ФСР 2009/05674

иммобилизация в ограниченном пространстве,  
транспортировка лежа / полулежа / сидя, кресельные,  
на колесах, секции, масса 20 кг

НПП Микромонтаж ООО, Россия



### Характеристики

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Иммобилизация             | в ограниченном пространстве |
| Возможная транспортировка | лежа / полулежа / сидя      |
| Тип                       | кресельные                  |
| Колеса                    | Да                          |
| Секции                    | Да                          |

### Размеры

|        |               |
|--------|---------------|
| Длина  | 700 - 1965 мм |
| Ширина | 580 мм        |
| Высота | 315 - 1300 мм |
| Вес    | 20 кг         |

### Дополнительные характеристики

Совмещают в себе функции трех изделий: носилок, кресла и тележки. Носилки снабжены колесными опорами: одна - в изголовье, вторая - в ножной части и третья - на складном шасси. Шасси выполняет функцию дополнительной опоры, уменьшая нагрузку на санитаров при выгрузке и транспортировке пациента в положении «лежа». Транспортировка пациента в положении «сидя» или «полулежа» осуществляется на колесах ножной секции и складного шасси. При загрузке в автомобиль в момент, когда колесные опоры головной части опираются на слип приемного устройства происходит автоматическая расфиксация шасси и оно складывается в сторону ножной секции. Носилки кресельные могут использоваться в качестве функциональных носилок с изменяемой геометрией панели, т.к. в конструкции носилок предусмотрен подъем подголовника и сложение двухсекционной ножной секции. Уменьшенные габариты позволяют комфортно использовать носилки в условиях ограниченного пространства салона автомобиля.