

Носилки плащевые НП-ММ, модель 0607

ФСР 2009/05674

транспортировка лежа / сидя, плащевые,
грузоподъемность 150 кг, ручки, масса 2 кг

НПП Микромонтаж ООО, Россия



Характеристики

Возможная транспортировка	лежа / сидя
Тип	плащевые
Грузоподъемность	150 кг
Ручки для переноски пациента	Да

Размеры

В сложенном виде	230×310×60 мм
Длина	1800 мм
Ширина	800 мм
Вес	2 кг