

Носилки продольно-складные НПС-ММ, модель 0301

ФСР 2009/05674

транспортировка лежа, продольно складные,
грузоподъемность 150 кг, на опорах, масса 7 кг

НПП Микромонтаж ООО, Россия



Характеристики

Возможная транспортировка	лежа
Тип	продольно складные
Грузоподъемность	150 кг
Опоры	Да

Размеры

В сложенном виде	2190×170×120 мм
Длина	2190 мм
Ширина	560 мм
Высота	170 мм
Вес	7 кг