

Нож для парацентеза Медтехника DK-281 *

РЗН 2019/8125

одноразовый, длина 130 мм, ширина лезвия 1.0 / 1.2

ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия



Характеристики

Тип	одноразовый
Длина	130 мм
Ширина лезвия	1.0 / 1.2 мм

Дополнительные характеристики

Нож для парацентеза DK-281* – нож офтальмологический микрохирургический одноразовый.

Назначение

Хирургия переднего отрезка глаза. Для создания прямого разреза роговицы.

Характеристики

- Форма лезвия: копьевидное, прямое, ширина лезвия 1.0 или 1.2 мм (в зависимости от модификации).
- Общая длина: 130 мм.
- Материал: пластик (ручка), сталь (лезвие).

Код	Ширина лезвия
DK-2810	1.0 мм
DK-2812	1.2 мм

Упаковка индивидуальная, стерильная. Срок стерильности – 3 года.