

Нож-кератом Медтехника DK-35**

РЗН 2019/8125

одноразовый, длина 130 мм, ширина лезвия 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6



ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия

Характеристики

Тип	одноразовый
Длина	130 мм
Ширина лезвия	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 мм

Дополнительные характеристики

Нож-кератом DK-35** – нож офтальмологический микрохирургический одноразовый.

Назначение

Хирургия переднего отрезка глаза. Для создания тоннельного разреза роговицы.

Характеристики

- Форма лезвия: изогнутое под углом 45°, ширина лезвия от 1.8 до 2.6 мм (в зависимости от модификации).
- Заточка: «Стиллет».
- Общая длина: 130 мм.
- Материал: пластик (ручка), сталь (лезвие).

Код	Ширина лезвия
DK-3518	1.8 мм
DK-3520	2.0 мм
DK-3522	2.2 мм
DK-3524	2.4 мм
DK-3526	2.6 мм

Упаковка индивидуальная, стерильная. Срок стерильности – 3 года.