

Ножка эндопротеза Link дисплазийная

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация цементная, дисплазийная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная
Дисплазийная	Да

Дополнительные характеристики

Дисплазийная ножка эндопротеза Link – прямая ножка цементной фиксации. Характеризуется суженной формой, применимой для диспластических случаев. Вертикально расположенные пазы увеличивают площадь контакта и обеспечивают высокую степень адгезии к костному цементу. Дисплазийная ножка Link изготавливается из кобальт-хром-молибденового сплава (CoCrMo).

Свойства Дисплазийной ножки Link:

- 4 ребра жёсткости.
- Конус посадки головки 12/14.
- Воротник для физиологичного переноса нагрузки на бедренную кость.
- Шеечно-диафизарный угол: 126°, 135° или 142°.
- Минимальная резекция кости благодаря рашпилям с особым дизайном.
- Высокоточный инструментарий для создания однородной по толщине цементной мантии.