

## Ножка эндопротеза Link Lubinus SPII XL

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, ревизионное эндопротезирование,  
фиксация цементная, материал титан

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



### Характеристики

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Вид                | ножка эндопротеза |
| Эндопротезирование | ревизионное       |
| Фиксация           | цементная         |
| Материал           | титан             |

### Дополнительные характеристики

---

**Ножка эндопротеза Link Lubinus SPII XL** – удлиненная ножка цементной фиксации для ревизионного эндопротезирования. Цементная ревизионная ножка эндопротеза тазобедренного сустава часто имплантируется в случаях ослабления имплантатов тазобедренного сустава, суб или перипротезных переломов или после реконструкции проксимальных костных дефектов.

#### Характеристики ножки Lubinus SPII XL:

- 12/14 конус
- Правая / левая версии
- Ширина ножки нормальная, широкая и очень широкая
- Длина шейки с увеличением на 10 мм