

Ножка эндопротеза Link Lubinus SPII

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация цементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная

Дополнительные характеристики

Link Lubinus SPII – анатомический эндопротез цементной фиксации.

Характеристики ножки Link Lubinus SPII:

- Автоматическая центрация в канале бедренной кости благодаря анатомической форме.
- Сохранение интрамедулярной костной субстанции.
- Непрерывная цементная мантия на всей поверхности ножки.
- Ротационная стабильность благодаря анатомичной S-образной форме.
- Физиологичный перенос нагрузки на бедро благодаря калькарному воротничку с большой площадью контакта.
- В ножке реализована анатомическая антеверсия.
- Надёжная техника установки.
- Возможность адаптации к анатомическим особенностям пациента.
- 2 варианта длин, 4 дополнительных варианта длины от 200 мм до 350 мм для ревизии.
- 3 шеечных угла и сверхдлинная шейка.