

Ножка эндопротеза Link C.F.P.

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация бесцементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная

Дополнительные характеристики

Link C.F.P. – малоинвазивный эндопротез с сохранением шейки бедра. Разработан для молодых, активных пациентов, имеющих более высокий риск асептического расшатывания стандартных эндопротезов в связи с более высокими жизненными требованиями. Учитывая принципы биомеханической нагрузки на сустав, анатомию тазобедренного сустава и физиологию, ножка C.F.P. гарантирует стабильную устойчивую к стрессам фиксацию и обеспечивает наилучшие условия по сохранению костной ткани, в случае возможных ревизий в будущем.

Составной частью биогармоничной системы является ацетабулярный компонент T.O.P., обладающий анатомической совместимостью, устойчивостью к вывихам.

Свойства ножки эндопротеза Link C.F.P.:

- Минимальная резекция костной ткани благодаря сохранению шейки бедра и компрессии губчатой кости.
- Техника операции предусматривает импакцию кости в проксимальном отделе, а не её удаление.
- Бесцементный принцип установки с 87% площади контакта протез-кость.
- Анатомическая форма ножки (возможность физиологической антиверсии ножки).
- Варианты изгиба ножки обеспечивают надёжную опору в медиальном кортикале бедренной кости.
- Съёмный воротничок для физиологической компрессии нагрузки на бедренную кость.
- Сохранение кровоснабжения шейки бедра.