

Ножка эндопротеза Link LCU

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация бесцементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная

Дополнительные характеристики

Link LCU – классическая ножка бесцементной фиксации. Характеризуется прямой формой ножки с коническим латеральным плечом и остеоиндуктивным напылением. Ножка имеет прямую форму с прямоугольным сечением для наилучшей проксимальной стабильности.

Характеристики ножки эндопротеза Link LCU:

- Ножка Link LCU изготавливается из титанового сплава Ti-Al-V.
- Шероховатая структура поверхности эндопротеза создается методом пескоструйной обработки гранулами корунда. Это позволяет получить однородную на всей поверхности эндопротеза шероховатую структуру с размером пор, достаточным для остеоинтеграции.
- Напыление HX® из фосфата кальция (толщиной около 15 мкм) наносится на всю поверхность ножки эндопротеза с помощью электромеханического метода компании LINK. Этот вид напыления способствует равномерному врастанию губчатой кости в поверхность эндопротеза/
- Шеечно-диафизарный угол составляет 130°.