

Ножка эндопротеза Link Lubinus Classic Plus

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация цементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная

Дополнительные характеристики

Link Lubinus Classic Plus – стандартная система эндопротезов тазобедренного сустава. Этот класс эндопротезов совместил в себе практичность и экономичность современной системы стандартных ножек с высоким качеством материала и изготовления. Все металлические компоненты Lubinus Classic Plus изготавливаются из высококачественного сплава CoCrMo, идеального для длительной службы цементных имплантатов. Дизайн характеризуется инновационными и наилучшими биомеханическими параметрами, с доказанным положительным клиническим результатом.

Характеристики ножки Lubinus Classic Plus:

- Минимальная резекция костной ткани.
- Воронка с большой площадью контакта обеспечивает физиологичное распределение нагрузки на бедро.
- Надёжная и легко исполнимая техника операции.
- Анатомический калькарный изгиб.
- 4 размера по толщине ножки.
- Стандартная длина 150 мм.
- Шеечно-диафизарный угол 126°.
- Конус 12/14 мм.