

Ножка эндопротеза Link Standard C Cem

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация цементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная

Дополнительные характеристики

Link Standard C Cem – стандартная ножка цементной фиксации с модифицированными рёбрами. Ножка эндопротеза Standard C Cem изготавливается из титанового сплава Ti/Al/V. Прямой профиль и прямоугольное сечение ножки создает проксимальную стабильность. Напыление гидроксиапатита обеспечивает быстрое врастание в кость.

Характеристики цементной ножки Link Standard C Cem:

- Стандартная версия CCD 134° и латеральная версия CCD 131°.
- 11 размеров (стандартная и латеральная версии).
- Метафизарная V форма с углом 8° в AP профиле.
- Высокая торсионная прочность.
- Оптимальная конструкция ребер.

Доступен также вариант аналогичной бесцементной ножки Link Standard C.